

## Tanita vægte overblik

	Krops-analyse	Metabo-lisk alder	Fedtpro-cent	Detaljere de målinger	Visceral fedt	BMR	BMI	Knogl evægt	Atle-tisk funk-tion	Mu-skel-masse	Vur-dering af data	Målgr uppe	Anv til børn	Clas s III	Tran s- porta bel	Dis-play	Print	Over-førsel data til pc	Kap
<a href="#">Tanita DC360S MA</a>	Ja, målt på under-kroppen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	Prof		x		Sepa rat	stri m mel	mulig t	270 kg
<a href="#">Tanita DC360P MA</a>	Ja, målt på under-kroppen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	Prof		x		Med stan der	stri m mel	mulig t	270 kg
<a href="#">Tanita SC 240MA</a>	Ja, målt på under-kroppen	ja	ja 1- 75%			ja	ja	ja		ja		Prof	nej		x			ja	200 kg
<a href="#">Tanita DC430S MA</a>	Ja, målt på under-kroppen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	prof		x	x	Sepa rat	stri m mel	mulig t	270 kg
<a href="#">Tanita DC430P MA</a>	Ja, målt på under-kroppen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	prof		x	x	Med stan der	stri m mel	mulig t	270 kg
<a href="#">Tanita MC780S MA</a>	Ja, målt på over- og under-kroppen	ja	ja (% og kg) ja 1- 75%	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	info for krops-dele	Prof		x	x	Sepa rat	vha Pictb ridg e	x	270 kg
<a href="#">Tanita MC780P MA</a>	Ja, målt på over- og under-kroppen	ja	ja (% og kg) ja 1- 75%	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	info for krops-dele	Prof		x		Med stan der	vha Pictb ridg e	x	270 kg
<a href="#">Tanita MC980</a>	a, målt på over- og	ja	ja (% og kg)	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	info for krops-	Prof		x		Med stan	på ekst	ja avanc	300 kg

	Krops-analyse	Metabo-lisk alder	Fedtpro-cent	Detaljere de målinger	Visceral fedt	BMR	BMI	Knogl evægt	Atle-tisk funk-tion	Mu-skel-masse	Vur-dering af data	Målgr uppe	Anv til bør n	Clas s III	Tran s-porta bel	Dis-play	Print	Over-førsel data til pc	Kap
<a href="#">MA</a>	under-kroppen		ja 1- 75%								dele					der	ern print er	eret	
<a href="#">Tanita BC 545N</a>	Ja, målt på over- og under-kroppen	ja	Total krops-fedt Fedt omkring maven arme, ben og torso 1- 75%			ja	ja	ja	ja	ja	Egen målsætning Sundhedsprofil	Pri-vat	x		x	Sep arat			150 kg
<a href="#">Tanita BC543</a>	Ja, målt på under-kroppen	ja	Total krops-fedt Fedt omkring maven arme, ben og torso 1- 75%			ja		ja	ja	ja	Vur-dering af sund-hed	Pri-vat	x		x				150 kg
<a href="#">Tanita BC587</a>	Ja, målt på under-kroppen	ja	Total krops-fedt Fedt omkring maven Arme, ben og torso			ja		ja	ja	ja	Vur-dering af sund-hed Hukom melse for må-linger	Pri-vat	x						200 kg

	Krops-analyse	Metabo-lisk alder	Fedtpro-cent	Detaljere de målinger	Visceral fedt	BMR	BMI	Knogl evægt	Atle-tisk funk-tion	Mu-skel-masse	Vur-dering af data	Målgr uppe	Anv til bør n	Clas s III	Tran s-porta bel	Dis-play	Print	Over-førsel data til pc	Kap
			1- 75%																
<a href="#">Tanita WB150S MA</a>	Nej											Prof		x	x	sepa rat		x	270 kg
<a href="#">Tanita WB150P MA</a>	Nej											Prof		x		med stan der		x	270 kg
<a href="#">Tanita BWB380 S</a>	Nej						ja					Prof			x	sep arat			300 kg
<a href="#">Tanita BWB380 P</a>	Nej						ja					Prof				på stan der			300 kg
<a href="#">Tanita BWB380 H</a>	Nej						ja					Prof				på stan der			300 kg
<a href="#">Tanita Baby BD 585</a>	Nej												bab y		x				20k g
<a href="#">Tanita Baby BD590</a>	Nej												bab y		x				20k g
<a href="#">Tanita Baby BD81MA</a>	nej												bab y	x	x			ja	15 kg